

10x mais seguro!



DRILLS PHASOR

Perfurador Cirúrgico Descartável



Sistema de
stop regulável.

< 1-cm

Ideal para cirurgias de emergência – sem necessidade de esterilização do Drill. Conta com dispositivo de travamento na broca e medidor de profundidade, eliminando o risco de perfuração excessiva.

Vantagens

- Estéril e 100% descartável
- Leve e fácil de manusear
- Compatível com válvulas, cateteres e monitor de PIC Sophysa

Indicações e casos de uso

- Procedimentos neurocirúrgicos (acesso para cirurgias de emergência com DVE/ PIC e válvulas).
- Perfuração ortopédica (extremidades superiores e inferiores e da coluna vertebral)

Brocas de 70 mm de comprimento

2.70s - Kit Descartável de Acesso Craniano Elétrico Phasor \varnothing 2.70mm


6.35 - Kit Descartável de Acesso Craniano Elétrico Phasor \varnothing 6.35mm



Brocas de 210 mm de comprimento

2.40s - Kit Descartável de Acesso Craniano Elétrico Phasor \varnothing 2.40mm

3.20L - Kit Descartável de Acesso Craniano Elétrico Phasor \varnothing 3.20mm



Para mais informações:
contato@spi.med.br
www.spi.med.br