





## Tabela Comparativa SuPor X Medpor



### Folhas de Membrana - Barrier

		SuPor	Medpor	Descrição	Dimensões
		4016	8305		(A) 38mm x (B) 50mm x (C) 1.0mm
		4017	8312		(A) 50mm x (B) 76mm x (C) 1.0mm
		4018	9312		(A) 50mm x (B) 76mm x (C) 1.6mm



### Concha Nasal

		SuPor	Medpor	Descrição	Dimensões
		4368	9553	Regular	(A) 38mm x (B) 21mm x (C) 17mm
				Pequena (inserção inclusa)	(A) 30mm x (B) 4mm x (C) 9mm
				Grande (inserção inclusa)	(A) 38mm x (B) 2.5mm x (C) 9mm
		4369	9554	Regular	(A) 40mm x (B) 20mm x (C) 18mm
				Pequena (inserção inclusa)	(A) 32mm x (B) 4mm x (C) 9mm
Grande (inserção inclusa)	(A) 41mm x (B) 3.1mm x (C) 9mm				



### Borda Orbital Estendida

		SuPor	Medpor	Descrição	Dimensões
		4066	9539	esquerda	(A) 47mm x (B) 40mm x (C) 6.3mm
		4067	9540	direita	(A) 47mm x (B) 40mm x (C) 6.3mm



### Borda Orbital Onlay

		SuPor	Medpor	Descrição	Dimensões
		4253	81001	esquerda	(A) 40mm x (B) 40mm x (C) 8.45mm
		4254	81002	direita	(A) 40mm x (B) 40mm x (C) 8.45mm



### Folha flexível

		SuPor	Medpor	Descrição	Dimensões (diferentes entre os produtos)
		4109	6314	Regular	(A) 56mm x (B) 91mm x (C) 4.5mm (SuPor) / (A) 56mm x (B) 91mm x (C) 4mm (Medpor)



**Grade Flexível Craniana**

		SuPor	Medpor	Descrição	Dimensões
		4108	9524		



**Hemisfério Craniano**

		SuPor	Medpor	Descrição	Dimensões
		4116	82001	esquerda	(A) 124mm x (B) 170mm x (C) 4.5mm
		4117	82000	direita	(A) 124mm x (B) 170mm x (C) 4.5mm
		4118	82003	esquerda	(A) 124mm x (B) 170mm x (C) 6mm
		4119	82002	direita	(A) 124mm x (B) 170mm x (C) 6mm



**Assoalho Selar**

		SuPor	Medpor	Descrição	Dimensões
		4126	82007	Regular	(A) 20mm x (B) 20mm x (C) 2.5mm x (D) 0.45mm
		4129	82008	Grande membrana	(A) 40mm x (B) 40mm x (C) 2.5mm x (D) 0.73mm

**Tampa de Trepanação**

		SuPor	Medpor	Descrição	Dimensões
		4131	7512	Grande - 3 unidades	(A) 29mm x (B) 7mm x (C) 14mm
		4590	7512	Grande - 1 unidade	(A) 29mm x (B) 7mm x (C) 14mm

**Placa de Fossa Posterior**

		SuPor	Medpor	Descrição	Dimensões
		4459	Não disponível	Médio	(A) 40mm x (B) 47mm x (C) 1.6mm